



Nama Anggota: **Eric Arwido Damanik (122140157)**  
Mata Kuliah: **Pengolahan Sinyal Digital (IF3024)**

Tugas : Tugas Besar  
Tanggal: 31 Mei 2025

## Program Pendeteksi Sinyal rPPG dan Sinyal Respirasi

### 1 Pendahuluan

Proyek ini merupakan tugas akhir yang dikembangkan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan kelulusan mata kuliah Pengolahan Sinyal Digital (IF3024). Tugas ini berfokus pada perancangan dan implementasi sebuah sistem perangkat lunak yang mampu mengakuisisi dan menganalisis dua jenis sinyal fisiologis penting, yaitu sinyal respirasi (pernapasan) dan sinyal remote photoplethysmography (rPPG) secara real-time. Sumber input utama untuk sistem ini adalah video yang ditangkap langsung dari kamera web standar.

Untuk memperoleh sinyal respirasi, program memanfaatkan kemampuan modul deteksi pose (Pose Estimation) dari pustaka MediaPipe. Perubahan posisi vertikal landmark (misal, bahu) dilacak dari waktu ke waktu untuk merepresentasikan siklus inspirasi dan ekspirasi, sehingga menghasilkan estimasi laju pernapasan [1].

Sementara itu, untuk ekstraksi sinyal rPPG yang kemudian digunakan untuk estimasi detak jantung, program menggunakan modul deteksi wajah (Face Detection) dari MediaPipe. Modul ini berfungsi untuk mengidentifikasi Region of Interest (ROI) pada wajah pengguna, dengan fokus utama pada area dahi[2]. Perubahan subtil dalam intensitas warna kulit pada ROI tersebut, yang disebabkan oleh variasi volume darah akibat denyut jantung, dianalisis menggunakan algoritma Plane Orthogonal-to-Skin (POS) untuk mengkonversi sinyal RGB menjadi sinyal PPG mentah.

### 2 Alat dan Bahan

Untuk menyelesaikan proyek ini, diperlukan beberapa alat dan bahan untuk membuat program yang dapat memperoleh sinyal rPPG dan sinyal respirasi secara non-kontak. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan:

#### 2.1 Bahasa Pemrograman

Dalam pengembangan program proyek ini, digunakan bahasa pemrograman **Python** karena memiliki dukungan library yang umum digunakan untuk proyek komputer visi.

#### 2.2 Library

Berikut merupakan library yang digunakan pada pengembangan proyek ini.

- OpenCV: Untuk akuisisi dan pemrosesan gambar dari webcam.
- MediaPipe: Untuk deteksi pose (estimasi gerakan bahu untuk sinyal pernapasan) dan deteksi wajah (ROI untuk sinyal rPPG).

- NumPy: Untuk operasi numerik, terutama dalam pemrosesan sinyal.
- SciPy: Untuk fungsi pemrosesan sinyal seperti filter (Butterworth).
- PyQt6: Untuk membangun antarmuka pengguna grafis (GUI) aplikasi.
- PyQtGraph: Untuk menampilkan plot sinyal secara real-time di GUI.
- Pandas: Untuk manipulasi data, terutama saat membaca dan menulis file CSV.
- Matplotlib: Untuk menghasilkan plot ringkasan analisis sinyal yang disimpan sebagai gambar.

## 2.3 Metode dan Algoritma

Berikut merupakan metode dan algoritma yang digunakan pada pengembangan proyek ini.

### 2.3.1 Sinyal Respirasi

- Akuisisi Sinyal Mentah : Pelacakan landmark bahu kiri dan kanan menggunakan MediaPipe Pose dan Perhitungan posisi vertikal rata-rata kedua bahu.
- Pemrosesan Sinyal Respirasi : Sinyal mentah difilter menggunakan filter low-pass Butterworth untuk menghilangkan noise dan komponen frekuensi tinggi yang tidak relevan, Kemudian dihitung menggunakan Fast Fourier Transform (FFT) pada segmen sinyal yang telah difilter.

### 2.3.2 Sinyal Respirasi

- Akuisisi Sinyal Mentah : Menggunakan MediaPipe Face Detection untuk menentukan ROI pada dahi dan mengekstraksi nilai rata-rata channel RGB.
- Konversi ke Sinyal PPG : Sinyal RGB mentah diproses menggunakan Metode POS (Plane-Orthogonal-to-Skin) untuk menghasilkan sinyal PPG mentah.
- Pemrosesan Sinyal PPG : Sinyal PPG RGB mentah di proses menggunakan metode detrend untuk menghilangkan variasi frekuensi rendah kemudian difilter menggunakan filter bandpass Butterworth.

## 3 Penjelasan

Program pada proyek ini dibagi menjadi dua modul, yaitu `main_app.py` dan `signal_processing.py`. Berikut adalah penjelasan mengenai alur kerja program yang dikembangkan dalam proyek ini:

### 3.1 Instalasi Library

Agar dapat menjalankan program, pengguna dapat menambahkan beberapa library ke dalam python environment yang akan digunakan. Pengguna dapat mengunduh library yang digunakan menggunakan dua cara, yaitu:

#### 3.1.1 Menggunakan `environment.yml`

```
1 conda env create -f environment.yml
```

```
2
```

Kode 1: Install Library/Pustaka menggunakan `environment.yml`

### 3.1.2 Menggunakan requirements.txt

```
1 pip install -r requirements.txt
2
```

Kode 2: Install Library/Pustaka menggunakan requirements.txt

## 3.2 Modul `signal_processing.py`

Modul ini berisi kumpulan fungsi yang spesifik untuk melakukan berbagai tahapan pemrosesan sinyal digital. Fungsi-fungsinya meliputi:

### 3.2.1 Import Library

Berikut merupakan penjelasan dari Import Library pada modul `signal_processing.py`.

```
1 import numpy as np
2 from scipy.signal import butter, filtfilt, find_peaks, detrend
3
```

Kode 3: Import Library pada modul `signal_processing.py`

### 3.2.2 Fungsi `detrend_signal`

```
1 def detrend_signal(signal_data, type='linear'):
2     """
3     Menghilangkan tren dari sinyal.
4     'linear': Menghilangkan tren linear.
5     'constant': Sama seperti mengurangi mean.
6     """
7     if signal_data.ndim > 1:
8         detrended_signal = np.zeros_like(signal_data)
9         for i in range(signal_data.shape[0]):
10             detrended_signal[i, :] = detrend(signal_data[i, :], type=type)
11         return detrended_signal
12     else:
13         return detrend(signal_data, type=type)
14
```

Kode 4: Fungsi `detrend_signal`

## Penjelasan Fungsi `detrend_signal`

Fungsi ini bertujuan untuk menghilangkan komponen tren dari data sinyal. Tren merupakan variasi frekuensi rendah atau perubahan bertahap pada *baseline* sinyal yang tidak berkaitan langsung dengan informasi fisiologis yang diinginkan. Contoh tren meliputi perubahan perlahan akibat pencahayaan atau pergeseran posisi tubuh yang tidak periodik. Penghilangan tren penting dilakukan agar sinyal lebih stabil dan akurat untuk analisis lebih lanjut seperti estimasi frekuensi.

### 3.2.3 Fungsi `cpu_P05`

```
1 def cpu_P05(rgb_signal, fps):
2     """
3     P05 method on CPU using Numpy. This converts raw RGB signal to a pulse signal.
4     Wang, W., den Brinker, A. C., Stuijk, S., & de Haan, G. (2016).
5
```

```

5  """
6  if rgb_signal.shape[1] < 2:
7      return np.zeros(rgb_signal.shape[1])
8
9  w = int(1.6 * fps)
10 if rgb_signal.shape[1] < w:
11     w = rgb_signal.shape[1]
12
13 X = rgb_signal.T
14 mean_color = np.mean(X, axis=0)
15 diag_mean_color = np.diag(1 / (mean_color + 1e-9))
16 Xn = np.matmul(X, diag_mean_color)
17 Xn = Xn.T
18
19 P = np.array([[0, 1, -1], [-2, 1, 1]])
20 S = np.dot(P, Xn)
21
22 H = np.zeros(S.shape[1])
23 for i in range(S.shape[1] - w):
24     S_window = S[:, i:i+w]
25     S_std = np.std(S_window, axis=1)
26
27     if S_std[1] < 1e-9:
28         alpha = 0
29     else:
30         alpha = S_std[0] / S_std[1]
31
32     H_window = S_window[0, :] + alpha * S_window[1, :]
33     H[i:i+w] = H[i:i+w] + (H_window - np.mean(H_window))
34
35 return H
36

```

Kode 5: Fungsi `cpu_P0S`

### Penjelasan Fungsi `cpu_P0S`

Fungsi ini mengimplementasikan algoritma POS (Plane-Orthogonal-to-Skin) untuk mengubah sinyal RGB mentah yang diekstraksi dari ROI wajah menjadi sinyal PPG (Photoplethysmography) mentah. Tujuan utama metode ini adalah untuk mengekstraksi komponen pulsatile dari sinyal RGB dengan memproyeksikan vektor warna ke bidang yang ortogonal terhadap arah warna kulit, sehingga meminimalkan artefak akibat pencahayaan dan gerakan. Metode ini didasarkan pada pendekatan yang diperkenalkan oleh Wang et al. (2016).

#### 3.2.4 Fungsi `filter_sinyal_respirasi`

```

1  def filter_sinyal_respirasi(data, sample_rate, cutoff_freq=0.8, order=2):
2      """Filter sinyal respirasi menggunakan low-pass filter."""
3      if len(data) < 20:
4          return np.array(data)
5
6      nyquist = 0.5 * sample_rate
7      if not (0 < cutoff_freq < nyquist):
8          return np.array(data)
9
10     b, a = butter(order, cutoff_freq, btype='low', fs=sample_rate)
11     return filtfilt(b, a, data)

```

Kode 6: Fungsi `filter_sinyal_respirasi`**Penjelasan Fungsi `filter_sinyal_respirasi`****Tujuan:**

Fungsi ini bertujuan untuk memfilter sinyal pernapasan mentah dengan menggunakan filter Butterworth low-pass. Tujuannya adalah menghilangkan noise berfrekuensi tinggi dan mempertahankan komponen frekuensi rendah yang relevan dengan ritme pernapasan fisiologis normal (biasanya antara 0.1–0.8 Hz).

**3.2.5 Fungsi `hitung_laju_napas`**

```

1  def hitung_laju_napas(sinyal, sample_rate):
2      """Menghitung laju napas dari sinyal menggunakan FFT."""
3      if len(sinyal) < int(2 * sample_rate) or sample_rate <= 0:
4          return "N/A"
5
6      sinyal_tanpa_dc = sinyal - np.mean(sinyal)
7      fft_result = np.fft.fft(sinyal_tanpa_dc)
8      freqs = np.fft.fftfreq(len(sinyal), 1.0 / sample_rate)
9
10     idx = np.where((freqs >= 0.1) & (freqs <= 0.8))
11     if len(idx[0]) == 0:
12         return "N/A (Tidak ada frekuensi dominan di rentang napas)"
13
14     dominant_freq_idx = idx[0][np.argmax(np.abs(fft_result[idx]))]
15     dominant_freq = freqs[dominant_freq_idx]
16
17     return f"{dominant_freq * 60:.1f} BPM"
18

```

Kode 7: Fungsi `hitung_laju_napas`**Penjelasan Fungsi `hitung_laju_napas`**

Fungsi ini menghitung estimasi laju pernapasan (RR) dari sinyal pernapasan yang telah diproses (biasanya sudah difilter). Metode yang digunakan adalah analisis spektral menggunakan Fast Fourier Transform (FFT).

**3.2.6 Fungsi `bandpass_filter_rppg`**

```

1  def bandpass_filter_rppg(data, sample_rate, lowcut=0.7, highcut=2.5, order=4):
2      """Bandpass filter sinyal rPPG."""
3      if len(data) < int(2 * sample_rate * (order + 1)) or sample_rate <= 0:
4          return np.array(data)
5
6      nyquist = 0.5 * sample_rate
7      if not (0 < lowcut < nyquist and 0 < highcut < nyquist and lowcut < highcut):
8          return np.array(data)
9
10     b, a = butter(order, [lowcut, highcut], btype='band', fs=sample_rate)
11     return filtfilt(b, a, data)
12

```

Kode 8: Fungsi `bandpass_filter_rppg`

## Penjelasan Fungsi `bandpass_filter_rppg`

Fungsi ini menerapkan filter bandpass Butterworth pada sinyal rPPG untuk mengisolasi komponen frekuensi yang terkait dengan detak jantung dan menghilangkan frekuensi di luar rentang tersebut (misalnya, noise frekuensi rendah akibat pernapasan atau gerakan, dan noise frekuensi tinggi).

### 3.2.7 Fungsi `hitung_detak_jantung`

```

1  def hitung_detak_jantung(raw_rgb_signal, fps):
2      """
3      Menghitung detak jantung dari sinyal RGB mentah.
4      Langkah: RGB -> Detrend -> P0S -> Bandpass Filter -> Cari Puncak.
5      """
6      if raw_rgb_signal.shape[1] < int(2 * fps) or fps <= 0:
7          return "N/A (Kurang data atau FPS tidak valid)"
8
9      detrended_rgb_signal = detrend_signal(raw_rgb_signal, type='linear')
10     pulse_signal = cpu_P0S(detrended_rgb_signal, fps)
11
12     if len(pulse_signal) < int(2 * fps):
13         return "N/A (Sinyal P0S tidak cukup)"
14
15     filtered_pulse = bandpass_filter_rppg(pulse_signal, fps)
16
17     if len(filtered_pulse) < int(fps / 2.5) + 1:
18         return "N/A (Sinyal terfilter tidak cukup)"
19
20     if np.std(filtered_pulse) > 1e-6:
21         normalized_pulse = (filtered_pulse - np.mean(filtered_pulse)) / np.std(filtered_pulse)
22         min_height_normalized = 0.5
23         peaks, _ = find_peaks(normalized_pulse, height=min_height_normalized, distance=fps / 2.5)
24     else:
25         peaks = []
26
27     durasi_detik_efektif = len(filtered_pulse) / fps
28     if durasi_detik_efektif == 0:
29         return "N/A (Durasi efektif nol)"
30
31     if len(peaks) > 1:
32         bpm = (len(peaks) - 1) / ((peaks[-1] - peaks[0]) / fps) * 60
33     elif len(peaks) == 1 and durasi_detik_efektif > 0:
34         bpm = 1 * (60 / durasi_detik_efektif)
35     else:
36         bpm = 0.0
37
38     return f"{bpm:.1f} BPM"
39

```

Kode 9: Fungsi `hitung_detak_jantung`

## Penjelasan Fungsi `hitung_detak_jantung`

Fungsi ini merupakan pipeline lengkap untuk menghitung estimasi detak jantung (BPM) dari sinyal RGB mentah yang diperoleh dari ROI wajah.

### 3.3 Modul `main_app.py`

Modul ini berfungsi sebagai program utama yang menjalankan aplikasi dengan antarmuka pengguna grafis (GUI). Tugasnya meliputi:

### 3.3.1 Import Librabry

Berikut merupakan penjelasan dari Import Library pada modul `main_app.py`.

```

1  import time
2  import cv2
3  import mediapipe as mp
4  import numpy as np
5  import os
6  from datetime import datetime, timedelta
7  import csv
8  import pandas as pd
9  import matplotlib.pyplot as plt
10
11 import signal_processing as vp
12
13 from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout,
14   QLabel, QPushButton
15 from PyQt6.QtCore import QThread, pyqtSignal, Qt, QObject, QTimer
16 from PyQt6.QtGui import QImage, QPixmap
17 import pyqtgraph as pg
18 from pyqtgraph.exporters import ImageExporter

```

Kode 10: Import Library pada modul `main_app.py`

### 3.3.2 Kelas WorkerSignals

. Kelas ini mendefinisikan sinyal-sinyal PyQt (`pyqtSignal`) yang digunakan untuk komunikasi antar-thread. Fungsinya meliputi:

```

1  class WorkerSignals(QObject):
2      frame_update = pyqtSignal(np.ndarray)
3      data_update = pyqtSignal(float, float, float)
4      results_update = pyqtSignal(str, str)
5      finished = pyqtSignal(list, list, list, list)
6

```

Kode 11: Kelas WorkerSignals

### Penjelasan Fungsi dalam Kelas `WorkerSignal`

- `frame_update`:
  - Sinyal untuk mengirim frame video yang telah diproses ke GUI untuk ditampilkan secara langsung.
- `data_update`:
  - Sinyal untuk mengirim data sinyal respirasi dan rPPG terbaru untuk diperbarui dalam plot secara *real-time*.
- `results_update`:
  - Sinyal untuk mengirim hasil estimasi **Respiratory Rate (RR)** dan **Heart Rate (BPM)** yang telah dihitung berdasarkan data yang terkumpul.
- `finished`:
  - Sinyal untuk menandakan bahwa proses akuisisi telah selesai, sekaligus mengirim semua data mentah yang telah dikumpulkan selama proses berjalan.

Kelas ini berfungsi sebagai antarmuka komunikasi antar-komponen asinkron dalam aplikasi, dan mendukung pemisahan tanggung jawab antara *worker thread* dan *main thread*.

### 3.3.3 Kelas RealTimeSignalWorker

. Kelas ini berfungsi sebagai Worker thread untuk memproses sinyal real-time dari kamera. Fungsinya meliputi:

```

1  class RealTimeSignalWorker(QThread):
2      """Worker thread untuk memproses sinyal real-time dari kamera"""
3      def __init__(self, parent=None):
4          super().__init__(parent)
5          self.signals = WorkerSignals()
6          self.is_running = True
7          self.all_timestamps = []
8          self.all_respiration_data = []
9          self.all_rppg_rgb_data = []
10         self.all_live_g_minus_b_plot_data = []
11
12     def run(self):
13         """Main loop untuk capture dan proses video stream"""
14         cap = cv2.VideoCapture(0)
15         fps_aktual = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)
16         if not (fps_aktual and fps_aktual >= 1.0):
17             print("Peringatan: FPS kamera tidak valid, diatur ke 30.0 FPS")
18             fps_aktual = 30.0
19         else:
20             print(f"Kamera FPS terdeteksi/diatur: {fps_aktual:.2f}")
21
22         mp_pose = mp.solutions.pose.Pose(min_detection_confidence=0.5, min_tracking_confidence=0.5)
23         mp_face = mp.solutions.face_detection.FaceDetection(model_selection=0,
24             min_detection_confidence=0.5)
25
26         start_time = time.time()
27         last_results_update_time = start_time
28
29         self.all_timestamps.clear()
30         self.all_respiration_data.clear()
31         self.all_rppg_rgb_data.clear()
32         self.all_live_g_minus_b_plot_data.clear()
33
34         while self.is_running:
35             ret, frame = cap.read()
36             if not ret:
37                 print("Gagal membaca frame dari kamera.")
38                 break
39
40             frame = cv2.flip(frame, 1)
41             frame_height, frame_width, _ = frame.shape
42             image_rgb_for_mediapipe = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
43
44             current_y_avg_respiration = 0.0
45             current_mean_rgb_from_roi = np.array([0.0, 0.0, 0.0])
46             live_g_minus_b_signal_value = 0.0
47
48             results_pose = mp_pose.process(image_rgb_for_mediapipe)
49             if results_pose.pose_landmarks:
50                 landmarks = results_pose.pose_landmarks.landmark
51                 left_shoulder_idx = mp.solutions.pose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER.value
52                 right_shoulder_idx = mp.solutions.pose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER.value
53                 if (len(landmarks) > max(left_shoulder_idx, right_shoulder_idx) and
54                     landmarks[left_shoulder_idx].visibility > 0.5 and

```



```

54         landmarks[right_shoulder_idx].visibility > 0.5):
55             y_left = landmarks[left_shoulder_idx].y * frame_height
56             y_right = landmarks[right_shoulder_idx].y * frame_height
57             current_y_avg_respiration = (y_left + y_right) / 2.0
58             cv2.circle(frame, (int(landmarks[left_shoulder_idx].x * frame_width), int(
y_left)), 5, (0, 255, 0), -1)
59             cv2.circle(frame, (int(landmarks[right_shoulder_idx].x * frame_width), int(
y_right)), 5, (0, 255, 0), -1)
60
61         results_face = mp_face.process(image_rgb_for_mediapipe)
62         if results_face.detections:
63             detection = results_face.detections[0]
64             bboxC = detection.location_data.relative_bounding_box
65             face_x_abs = int(bboxC.xmin * frame_width)
66             face_y_abs = int(bboxC.ymin * frame_height)
67             face_w_abs = int(bboxC.width * frame_width)
68             face_h_abs = int(bboxC.height * frame_height)
69             if face_w_abs > 0 and face_h_abs > 0:
70                 forehead_roi_h = int(face_h_abs * 0.25)
71                 forehead_roi_w = int(face_w_abs * 0.50)
72                 forehead_roi_y = max(0, face_y_abs - ROI_Dahi_Offset_Y_Ke_Atas)
73                 forehead_roi_x = face_x_abs + int((face_w_abs - forehead_roi_w) / 2)
74                 forehead_roi_x_end = forehead_roi_x + forehead_roi_w
75                 forehead_roi_y_end = forehead_roi_y + forehead_roi_h
76                 if (forehead_roi_y_end <= frame_height and forehead_roi_x_end <= frame_width
and
77                     forehead_roi_w > 0 and forehead_roi_h > 0):
78                     forehead_roi_bgr_pixels = frame[forehead_roi_y:forehead_roi_y_end,
forehead_roi_x:forehead_roi_x_end]
79                     if forehead_roi_bgr_pixels.size > 0:
80                         mean_bgr_in_roi = np.mean(forehead_roi_bgr_pixels, axis=(0,1))
81                         current_mean_rgb_from_roi = np.array([mean_bgr_in_roi[2],
mean_bgr_in_roi[1], mean_bgr_in_roi[0]])
82                         cv2.rectangle(frame, (forehead_roi_x, forehead_roi_y), (
forehead_roi_x_end, forehead_roi_y_end), (0,0,255), 2)
83
84                     current_elapsed_time = time.time() - start_time
85                     self.all_timestamps.append(current_elapsed_time)
86                     self.all_respiration_data.append(current_y_avg_respiration)
87                     self.all_rppg_rgb_data.append(current_mean_rgb_from_roi)
88
89                     if np.any(current_mean_rgb_from_roi):
90                         mean_intensity_roi = np.mean(current_mean_rgb_from_roi)
91                         if mean_intensity_roi > 1e-9:
92                             normalized_rgb_live = current_mean_rgb_from_roi / mean_intensity_roi
93                             live_g_minus_b_signal_value = normalized_rgb_live[1] - normalized_rgb_live[2]
94                             self.all_live_g_minus_b_plot_data.append(live_g_minus_b_signal_value)
95
96                     if (time.time() - last_results_update_time) >= UPDATE_HASIL_SETIAP:
97                         if len(self.all_timestamps) > 1:
98                             num_ts_for_sr = min(len(self.all_timestamps), int(fps_aktual * 5))
99                             effective_sample_rate = fps_aktual
100                             if num_ts_for_sr > 1:
101                                 calculated_sr = 1.0 / np.mean(np.diff(self.all_timestamps[-num_ts_for_sr:]))
102
103                                 if calculated_sr > 0: effective_sample_rate = calculated_sr
104                                 min_points_for_calc_rppg = int(effective_sample_rate * DURASI_KALKULASI_RR_BPM)
105                                 min_points_for_calc_resp = int(effective_sample_rate * DURASI_KALKULASI_RESP)
106                                 rr_str = "N/A"
107                                 if len(self.all_respiration_data) >= min_points_for_calc_resp:
108                                     data_resp_segment = self.all_respiration_data[-min_points_for_calc_resp:]

```

```

108         filtered_resp_segment = vp.filter_sinyal_respirasi(data_resp_segment,
109         effective_sample_rate)
110         if len(filtered_resp_segment) >= min_points_for_calc_resp * 0.8 :
111             rr_str = vp.hitung_laju_napas(filtered_resp_segment,
112             effective_sample_rate)
113             bpm_str = "N/A"
114             if len(self.all_rppg_rgb_data) >= min_points_for_calc_rppg:
115                 data_rppg_segment_list = self.all_rppg_rgb_data[-min_points_for_calc_rppg:]
116                 valid_rgb_list = [rgb for rgb in data_rppg_segment_list if isinstance(rgb,
117                 np.ndarray) and rgb.shape == (3,)]
118                 if len(valid_rgb_list) >= min_points_for_calc_rppg * 0.8:
119                     rgb_array_for_calc = np.array(valid_rgb_list).T
120                     if rgb_array_for_calc.ndim == 2 and rgb_array_for_calc.shape[0] == 3:
121                         bpm_str = vp.hitung_detak_jantung(rgb_array_for_calc,
122                         effective_sample_rate)
123             self.signals.results_update.emit(rr_str, bpm_str)
124             last_results_update_time = time.time()
125
126             min_len_for_live_filter = int(fps_aktual * 0.5)
127             if len(self.all_respiration_data) > min_len_for_live_filter:
128                 filtered_total_resp_for_plot = vp.filter_sinyal_respirasi(self.all_respiration_data
129                 , fps_aktual)
130             else:
131                 filtered_total_resp_for_plot = self.all_respiration_data
132             if len(self.all_live_g_minus_b_plot_data) > min_len_for_live_filter:
133                 filtered_total_g_minus_b_for_plot = vp.bandpass_filter_rppg(self.
134                 all_live_g_minus_b_plot_data, fps_aktual, lowcut=0.7, highcut=2.5)
135             else:
136                 filtered_total_g_minus_b_for_plot = self.all_live_g_minus_b_plot_data
137             self.signals.frame_update.emit(frame)
138             self.signals.data_update.emit(
139                 current_elapsed_time,
140                 filtered_total_resp_for_plot[-1] if len(filtered_total_resp_for_plot) > 0 else 0.0,
141                 filtered_total_g_minus_b_for_plot[-1] if len(filtered_total_g_minus_b_for_plot) > 0
142                 else 0.0
143             )
144
145             self.signals.finished.emit(
146                 self.all_timestamps, self.all_respiration_data, self.all_rppg_rgb_data, self.
147                 all_live_g_minus_b_plot_data
148             )
149             cap.release()
150             if 'mp_pose' in locals() and mp_pose is not None: mp_pose.close()
151             if 'mp_face' in locals() and mp_face is not None: mp_face.close()
152             print("Worker thread selesai dan resource MediaPipe dilepaskan.")
153
154         def stop(self):
155             """Menghentikan worker thread dengan aman"""
156             print("Perintah stop diterima oleh RealTimeSignalWorker.")
157             self.is_running = False

```

Kode 12: Kelas RealTimeSignalWorker

## Penjelasan Fungsi dalam Kelas RealTimeSignalWorker

- Fungsi **run()**:

- Menginisialisasi kamera menggunakan `cv2.VideoCapture` dan memuat model MediaPipe: Pose dan Face Detection.
- Memasuki loop utama yang berjalan selama `self.is_running` bernilai `True`.

- Dalam setiap iterasi loop:
  - \* Membaca frame dari kamera.
  - \* Melakukan deteksi pose untuk memperoleh posisi bahu (`current_y_avg_respiration`).
  - \* Melakukan deteksi wajah untuk menentukan ROI di area dahi dan mengekstraksi nilai rata-rata RGB dari ROI tersebut (`current_mean_rgb_from_roi`).
  - \* Menghitung nilai sinyal G-B (`live_g_minus_b_signal_value`) untuk visualisasi rPPG secara langsung.
  - \* Menyimpan data: timestamp, sinyal respirasi mentah, dan nilai RGB mentah ke dalam list internal:
    - `all_timestamps`
    - `all_respiration_data`
    - `all_rppg_rgb_data`
    - `all_live_g_minus_b_plot_data`
  - \* Secara periodik (setiap `UPDATE_HASIL_SETIAP` detik), memproses segmen data terbaru untuk menghitung **RR** dan **BPM** menggunakan fungsi dari modul `signal_processing.py`, kemudian mengirim hasilnya melalui sinyal `results_update`.
  - \* Mengirim:
    - Frame video yang telah diproses ke GUI melalui sinyal `frame_update`.
    - Nilai sinyal terfilter (respirasi dan rPPG) ke GUI melalui sinyal `data_update`.
- Setelah loop berhenti, mengirim seluruh data yang telah dikumpulkan melalui sinyal `finished`.
- Melepaskan semua sumber daya yang digunakan seperti kamera dan model MediaPipe.
- **Fungsi `stop()`:** Digunakan untuk menghentikan proses *thread* dengan cara mengatur `self.is_running` menjadi `False`, sehingga loop utama pada `run()` akan berhenti secara aman.

### 3.3.4 Kelas MainWindow

. Kelas ini berfungsi sebagai Main window aplikasi GUI untuk monitoring sinyal rPPG dan Respirasi. Fungsinya meliputi:

```

1  class MainWindow(QMainWindow):
2      """Main window aplikasi GUI untuk monitoring sinyal vital"""
3      def __init__(self):
4          super().__init__()
5          self.is_running_capture = False
6          self.capture_start_time = 0
7          self.setWindowTitle("Real Time Heart Rate & Resp Signal GUI")
8          self.setGeometry(100, 100, 1300, 700)
9
10         main_widget = QWidget()
11         self.setCentralWidget(main_widget)
12         main_layout = QHBoxLayout(main_widget)
13
14         left_column_widget = QWidget()
15         left_layout = QVBoxLayout(left_column_widget)
16
17         self.video_feed_label = QLabel("Tekan 'Mulai' untuk menampilkan video feed")
18         self.video_feed_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
19         self.video_feed_label.setStyleSheet("background-color: #2E2E2E; color: white; font-size: 16
20 px; border: 1px solid #555;")
21         self.video_feed_label.setMinimumSize(640, 480)
22         left_layout.addWidget(self.video_feed_label, 5)

```

```

23     bottom_controls_area = QWidget()
24     bottom_controls_layout = QVBoxLayout(bottom_controls_area)
25
26     self.duration_label = QLabel("Durasi: 00:00:00")
27     self.duration_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
28     self.duration_label.setStyleSheet("font-size: 14px; margin-bottom: 5px;")
29     bottom_controls_layout.addWidget(self.duration_label)
30
31     buttons_layout = QHBoxLayout()
32     self.start_button = QPushButton("Mulai Pengambilan Data")
33     self.start_button.setStyleSheet("background-color: #4CAF50; color: white; padding: 8px;
font-size:14px;")
34     self.stop_button = QPushButton("Hentikan Pengambilan Data")
35     self.stop_button.setStyleSheet("background-color: #F44336; color: white; padding: 8px; font
-size:14px;")
36     self.stop_button.setEnabled(False)
37     buttons_layout.addWidget(self.start_button)
38     buttons_layout.addWidget(self.stop_button)
39     bottom_controls_layout.addLayout(buttons_layout)
40
41     left_layout.addWidget(bottom_controls_area, 1)
42
43     main_layout.addWidget(left_column_widget, 2)
44
45     right_column_widget = QWidget()
46     right_layout = QVBoxLayout(right_column_widget)
47
48     self.resp_plot_widget = pg.PlotWidget(title="<font size='4'>Sinyal Pernapasan (RR)</font>")
49     self.resp_plot_widget.setLabel('bottom', 'Waktu (detik)')
50     self.resp_plot_widget.setLabel('left', 'Amplitudo Gerakan Bahu (px)')
51     self.resp_plot_widget.showGrid(x=True, y=True, alpha=0.3)
52     self.resp_plot_widget.getPlotItem().getViewBox().invertY(True)
53     self.plot_curve_resp = self.resp_plot_widget.plot(pen=pg.mkPen('#00FFFF', width=2))
54     right_layout.addWidget(self.resp_plot_widget)
55
56     self.rppg_plot_widget = pg.PlotWidget(title="<font size='4'>Sinyal Detak Jantung (rPPG)</
font>")
57     self.rppg_plot_widget.setLabel('bottom', 'Waktu (detik)')
58     self.rppg_plot_widget.setLabel('left', 'Amplitudo Sinyal G-B (dinormalisasi)')
59     self.rppg_plot_widget.showGrid(x=True, y=True, alpha=0.3)
60     self.rppg_plot_widget.enableAutoRange(axis='y', enable=True)
61     self.plot_curve_rppg = self.rppg_plot_widget.plot(pen=pg.mkPen('#39FF14', width=2))
62     right_layout.addWidget(self.rppg_plot_widget)
63
64     results_info_layout = QHBoxLayout()
65     self.rr_label = QLabel("Laju Napas: -")
66     self.rr_label.setStyleSheet("font-size: 14px; font-weight: bold;")
67     self.bpm_label = QLabel("Detak Jantung (via P05): -")
68     self.bpm_label.setStyleSheet("font-size: 14px; font-weight: bold;")
69     results_info_layout.addWidget(self.rr_label)
70     results_info_layout.addStretch()
71     results_info_layout.addWidget(self.bpm_label)
72     right_layout.addLayout(results_info_layout)
73
74     main_layout.addWidget(right_column_widget, 1)
75
76     self.start_button.clicked.connect(self.start_signal_capture)
77     self.stop_button.clicked.connect(self.stop_signal_capture)
78
79     self.plot_timestamps_buffer, self.plot_resp_data_buffer, self.plot_rppg_data_buffer = [],
[], []
80

```

```

81     # Timer untuk update durasi
82     self.duration_timer = QTimer(self)
83     self.duration_timer.timeout.connect(self.update_duration_label)
84
85     def update_duration_label(self):
86         if self.is_running_capture and self.capture_start_time > 0:
87             elapsed_seconds = int(time.time() - self.capture_start_time)
88             # Format HH:MM:SS
89             formatted_time = str(timedelta(seconds=elapsed_seconds))
90             self.duration_label.setText(f"Durasi: {formatted_time}")
91         else:
92             self.duration_label.setText("Durasi: 00:00:00")
93
94
95     def start_signal_capture(self):
96         """Memulai capture dan processing sinyal dari kamera"""
97         if self.is_running_capture:
98             return
99         self.is_running_capture = True
100         self.capture_start_time = time.time()
101         self.duration_timer.start(1000)
102         self.update_duration_label()
103
104         self.start_button.setEnabled(False)
105         self.stop_button.setEnabled(True)
106         self.rr_label.setText("Laju Napas: Mengukur...")
107         self.bpm_label.setText("Detak Jantung (via POS): Mengukur...")
108         self.video_feed_label.setText("Memulai kamera...")
109
110         self.plot_timestamps_buffer.clear()
111         self.plot_resp_data_buffer.clear()
112         self.plot_rppg_data_buffer.clear()
113         self.plot_curve_resp.clear()
114         self.plot_curve_rppg.clear()
115
116         self.signal_processing_worker = RealTimeSignalWorker()
117         self.signal_processing_worker.signals.frame_update.connect(self.update_video_frame_display)
118         self.signal_processing_worker.signals.data_update.connect(self.update_live_plots)
119         self.signal_processing_worker.signals.results_update.connect(self.update_rr_bpm_results)
120         self.signal_processing_worker.signals.finished.connect(self.
on_capture_finished_save_results)
121         self.signal_processing_worker.start()
122         print("Thread RealTimeSignalWorker dimulai.")
123
124     def stop_signal_capture(self):
125         """Menghentikan capture dan processing sinyal"""
126         self.duration_timer.stop() # Hentikan timer durasi
127         if hasattr(self, 'signal_processing_worker') and self.is_running_capture:
128             print("Perintah stop dikirim dari MainWindow ke RealTimeSignalWorker.")
129             self.signal_processing_worker.stop()
130             # Status is_running_capture akan di-set False di on_capture_finished_save_results
131
132     def update_video_frame_display(self, cv_frame):
133         """Update tampilan video feed di GUI"""
134         rgb_image = cv2.cvtColor(cv_frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
135         h, w, ch = rgb_image.shape
136         bytes_per_line = ch * w
137         qt_image = QImage(rgb_image.data, w, h, bytes_per_line, QImage.Format.Format_RGB888)
138         self.video_feed_label.setPixmap(QPixmap.fromImage(qt_image).scaled(
139             self.video_feed_label.size(),
140             Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio,
141             Qt.TransformationMode.SmoothTransformation

```

```

142     ))
143
144     def update_live_plots(self, timestamp, resp_val, rppg_val):
145         """Update plot real-time untuk sinyal pernapasan dan detak jantung"""
146         self.plot_timestamps_buffer.append(timestamp)
147         self.plot_resp_data_buffer.append(resp_val)
148         self.plot_rppg_data_buffer.append(rppg_val)
149
150         if len(self.plot_timestamps_buffer) > JUMLAH_DATA_PLOT:
151             self.plot_timestamps_buffer.pop(0)
152             self.plot_resp_data_buffer.pop(0)
153             self.plot_rppg_data_buffer.pop(0)
154
155         self.plot_curve_resp.setData(self.plot_timestamps_buffer, self.plot_resp_data_buffer)
156         self.plot_curve_rppg.setData(self.plot_timestamps_buffer, self.plot_rppg_data_buffer)
157         self.rppg_plot_widget.enableAutoRange(axis='y', enable=True)
158
159
160     def update_rr_bpm_results(self, rr_str, bpm_str):
161         """Update hasil pengukuran laju napas dan detak jantung di GUI"""
162         self.rr_label.setText(f"Laju Napas: {rr_str}")
163         self.bpm_label.setText(f"Detak Jantung (via POS): {bpm_str}")
164
165     def on_capture_finished_save_results(self, all_timestamps, all_respiration_data,
166 all_rppg_rgb_data, all_live_g_minus_b_plot_data):
167         """Menyimpan hasil pengukuran ke file saat capture selesai"""
168         print("Sinyal 'finished' diterima oleh MainWindow dari RealTimeSignalWorker.")
169         self.is_running_capture = False # Penting untuk di-set di sini
170         self.duration_timer.stop() # Pastikan timer durasi berhenti
171         # self.duration_label.setText("Durasi: Selesai") # Atau biarkan nilai terakhir
172
173         self.start_button.setEnabled(True)
174         self.stop_button.setEnabled(False)
175         self.video_feed_label.setText("Pengambilan data dihentikan. Tekan 'Mulai' lagi.")
176
177         if len(all_timestamps) > 10:
178             if not os.path.exists(FOLDER_HASIL):
179                 try:
180                     os.makedirs(FOLDER_HASIL)
181                     print(f"Folder '{FOLDER_HASIL}' telah dibuat.")
182                 except OSError as e:
183                     print(f"Gagal membuat folder '{FOLDER_HASIL}': {e}")
184                     return
185
186             csv_file_path = self.save_raw_data_to_csv(all_timestamps, all_respiration_data,
187 all_rppg_rgb_data)
188
189             if csv_file_path:
190                 self.generate_and_save_matplotlib_summary_plots(csv_file_path)
191             else:
192                 print("Tidak cukup data untuk disimpan atau di-plot.")
193
194     def closeEvent(self, event):
195         print("Menutup aplikasi...")
196         self.duration_timer.stop() # Hentikan timer saat menutup aplikasi
197         self.stop_signal_capture()
198         if hasattr(self, 'signal_processing_worker'):
199             self.signal_processing_worker.wait()
200             super().closeEvent(event)
201
202     def save_raw_data_to_csv(self, timestamps, raw_respiration_y_data, raw_rppg_mean_rgb_data):
203         """Menyimpan data mentah ke file CSV"""

```

```

202     if not os.path.exists(FOLDER_HASIL):
203         try:
204             os.makedirs(FOLDER_HASIL)
205         except OSError as e:
206             print(f"Gagal membuat folder '{FOLDER_HASIL}' untuk CSV: {e}")
207             return None
208     timestamp_str = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
209     csv_filename = os.path.join(FOLDER_HASIL, f"data_realtime_signal_{timestamp_str}.csv")
210     try:
211         with open(csv_filename, 'w', newline='') as csvfile:
212             writer = csv.writer(csvfile)
213             writer.writerow(['timestamp', 'raw_respiration_y_avg_shoulder',
214                             'raw_roi_mean_r', 'raw_roi_mean_g', 'raw_roi_mean_b'])
215         for i in range(len(timestamps)):
216             ts = timestamps[i]
217             resp_y = raw_respiration_y_data[i]
218             rgb_val = raw_rppg_mean_rgb_data[i]
219             if isinstance(rgb_val, np.ndarray) and rgb_val.shape == (3,):
220                 r_val, g_val, b_val = rgb_val[0], rgb_val[1], rgb_val[2]
221             else:
222                 r_val, g_val, b_val = 0.0, 0.0, 0.0
223             writer.writerow([ts, resp_y, r_val, g_val, b_val])
224         print(f"Data Sinyal Real-time disimpan ke CSV: {csv_filename}")
225         return csv_filename
226     except Exception as e:
227         print(f"Gagal menyimpan data Sinyal Real-time ke CSV: {e}")
228         return None
229
230 def generate_and_save_matplotlib_summary_plots(self, csv_filepath):
231     """Membuat dan menyimpan plot ringkasan menggunakan matplotlib"""
232     print(f"Membuat plot Matplotlib ringkasan dari: {csv_filepath}")
233     try:
234         df = pd.read_csv(csv_filepath)
235     except Exception as e:
236         print(f"Gagal membaca CSV untuk plot Matplotlib: {e}")
237         return
238     if df.empty or len(df) <= 1:
239         print("CSV kosong atau tidak cukup data, tidak bisa membuat plot Matplotlib ringkasan.")
240     )
241     return
242     timestamps_csv = df['timestamp'].values
243     raw_respiration_y_csv = df['raw_respiration_y_avg_shoulder'].values
244     raw_r_csv = df['raw_roi_mean_r'].values
245     raw_g_csv = df['raw_roi_mean_g'].values
246     raw_b_csv = df['raw_roi_mean_b'].values
247     if len(timestamps_csv) <= 1:
248         print("Tidak cukup data timestamp di CSV untuk menghitung sample rate.")
249         return
250     csv_sample_rate = 1.0 / np.mean(np.diff(timestamps_csv))
251     if csv_sample_rate <= 0:
252         print(f"Sample rate dari CSV tidak valid: {csv_sample_rate:.2f}. Menggunakan default 30 Hz.")
253     csv_sample_rate = 30.0
254     filtered_respiration_csv = vp.filter_sinyal_respirasi(raw_respiration_y_csv,
255 csv_sample_rate)
256     rr_result_csv = vp.hitung_laju_napas(filtered_respiration_csv, csv_sample_rate)
257     print(f"Laju Napas (dari CSV): {rr_result_csv}")
258     raw_rgb_signal_csv = np.array([raw_r_csv, raw_g_csv, raw_b_csv])
259     bpm_result_csv = vp.hitung_detak_jantung(raw_rgb_signal_csv, csv_sample_rate)
260     print(f"Detak Jantung (dari CSV via POS): {bpm_result_csv}")
261     if raw_rgb_signal_csv.shape[1] > int(2 * csv_sample_rate):
262         detrended_rgb_csv = vp.detrend_signal(raw_rgb_signal_csv, type='linear')

```



```

261     pulse_signal_pos_csv = vp.cpu_P0S(detrended_rgb_csv, csv_sample_rate)
262     if pulse_signal_pos_csv is not None and len(pulse_signal_pos_csv) > 0:
263         filtered_rppg_csv_for_plot = vp.bandpass_filter_rppg(pulse_signal_pos_csv,
csv_sample_rate)
264     else:
265         print("Sinyal P0S dari CSV kosong atau tidak valid untuk plot Matplotlib.")
266         filtered_rppg_csv_for_plot = np.zeros_like(timestamps_csv)
267     else:
268         print("Tidak cukup data RGB di CSV untuk proses rPPG untuk plot Matplotlib.")
269         filtered_rppg_csv_for_plot = np.zeros_like(timestamps_csv)
270     if len(filtered_respiration_csv) > 0:
271         filtered_resp_plot_csv = filtered_respiration_csv - np.mean(filtered_respiration_csv)
272     else:
273         filtered_resp_plot_csv = np.zeros_like(timestamps_csv)
274     fig_summary, axs_summary = plt.subplots(2, 1, figsize=(14, 9), sharex=True)
275     base_filename_csv = os.path.splitext(os.path.basename(csv_filepath))[0]
276     fig_summary.suptitle(f"Ringkasan Analisis Sinyal Real-time (Matplotlib) - {
base_filename_csv}", fontsize=16)
277     axs_summary[0].plot(timestamps_csv, filtered_resp_plot_csv, label=f'Sinyal Respirasi
Terfilter (RR: {rr_result_csv})', color='c', linewidth=1.5)
278     axs_summary[0].set_ylabel('Amplitudo Gerakan Bahu (px)')
279     axs_summary[0].set_title('Analisis Sinyal Pernapasan (dari Data CSV)')
280     axs_summary[0].legend(loc='upper right')
281     axs_summary[0].grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
282     stable_start_time_sec = 5.0
283     if len(timestamps_csv) > 0 and len(filtered_resp_plot_csv) > 0 and timestamps_csv[-1] >
stable_start_time_sec:
284         try:
285             if np.any(timestamps_csv >= stable_start_time_sec):
286                 stable_idx_start = np.argmax(timestamps_csv >= stable_start_time_sec)
287             else:
288                 stable_idx_start = len(timestamps_csv)
289         except ValueError:
290             stable_idx_start = 0
291     if stable_idx_start < len(filtered_resp_plot_csv) - 1:
292         data_for_scaling = filtered_resp_plot_csv[stable_idx_start:]
293         if len(data_for_scaling) > 1:
294             min_val = np.min(data_for_scaling)
295             max_val = np.max(data_for_scaling)
296             padding = (max_val - min_val) * 0.1
297             if padding < 0.5: padding = 0.5
298             if (max_val - min_val) < 0.1:
299                 mean_stable_segment = np.mean(data_for_scaling)
300                 axs_summary[0].set_ylim([mean_stable_segment - 2, mean_stable_segment + 2])
301                 print(f"Info: Sinyal respirasi setelah {stable_start_time_sec}s hampir
302                 datar. Zoom ke +/- 2px.")
303             else:
304                 axs_summary[0].set_ylim([min_val - padding, max_val + padding])
305                 print(f"Info: Skala Y respirasi diatur ke [{min_val - padding:.2f}, {
306                 max_val + padding:.2f}] (berdasarkan data setelah {stable_start_time_sec}s).")
307             else:
308                 print(f"Info: Tidak cukup data respirasi setelah {stable_start_time_sec}s untuk
309                 penyesuaian skala Y otomatis.")
310             else:
311                 print("Info: Durasi data respirasi terlalu pendek atau data kosong untuk penyesuaian
312                 skala Y otomatis.")
313     axs_summary[1].plot(timestamps_csv, filtered_rppg_csv_for_plot, label=f'Sinyal rPPG
Terfilter (BPM via P0S: {bpm_result_csv})', color='g', linewidth=1.5)
310     axs_summary[1].set_ylabel('Amplitudo Sinyal P0S Terfilter')
311     axs_summary[1].set_title(f'Analisis Sinyal rPPG (Detak Jantung - dari Data CSV)')
312     axs_summary[1].legend(loc='upper right')
313     axs_summary[1].grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)

```



```

314     axs_summary[1].set_xlabel('Waktu (detik)')
315     plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])
316     mpl_summary_plot_filename = os.path.join(FOLDER_HASIL, f"plot_matplotlib_ringkasan_signal_{
base_filename_csv}.png")
317     try:
318         plt.savefig(mpl_summary_plot_filename)
319         print(f"Plot Matplotlib ringkasan disimpan ke: {mpl_summary_plot_filename}")
320     except Exception as e:
321         print(f"Gagal menyimpan plot Matplotlib ringkasan: {e}")
322     plt.close(fig_summary)
323

```

Kode 13: Kelas RealTimeSignalWorker

## Penjelasan Fungsi dalam Kelas MainWindow

- Fungsi **\_\_init\_\_()**:

- Menginisialisasi jendela utama, mengatur judul dan geometri.
- Membangun tata letak GUI menggunakan **QHBoxLayout** dan **QVBoxLayout**.
- Membuat widget seperti **QLabel** untuk tampilan video (**video\_feed\_label**), label hasil RR (**rr\_label**) dan BPM (**bpm\_label**), serta label durasi (**duration\_label**).
- Membuat **QPushButton** untuk "Mulai Pengambilan Data" (**start\_button**) dan "Hentikan Pengambilan Data" (**stop\_button**).
- Menginisialisasi **pg.PlotWidget** untuk plot sinyal respirasi (**resp\_plot\_widget**) dan rPPG (**rppg\_plot\_widget**) secara *real-time*.
- Menghubungkan sinyal **clicked** dari tombol ke fungsi yang sesuai (**start\_signal\_capture** dan **stop\_signal\_capture**).
- Menginisialisasi buffer untuk data plot: **plot\_timestamps\_buffer**, **plot\_resp\_data\_buffer**, dan **plot\_rppg\_data\_buffer**.
- Menginisialisasi **QTimer** (**duration\_timer**) untuk memperbarui tampilan durasi perekaman.

- Fungsi **start\_signal\_capture()**: Dipanggil saat tombol "Mulai" ditekan. Memulai **RealTimeSignalWorker** mengatur ulang tampilan, dan mengaktifkan/menonaktifkan tombol.

- Fungsi **stop\_signal\_capture()**: Dipanggil saat tombol "Hentikan" ditekan. Mengirim sinyal stop ke **RealTimeSignalWorker**.

- Fungsi **update\_video\_frame\_display(cv\_frame)**: Menerima frame video dari *worker thread* dan menampilkannya di **video\_feed\_label**.

- Fungsi **update\_live\_plots(timestamp, resp\_val, rppg\_val)**: Menerima data sinyal terbaru dan memperbarui plot di **resp\_plot\_widget** dan **rppg\_plot\_widget** (menampilkan maksimal **JUMLAH\_DATA\_PLOT** poin terakhir).

- Fungsi **update\_rr\_bpm\_results(rr\_str, bpm\_str)**: Memperbarui label **rr\_label** dan **bpm\_label** dengan hasil estimasi terbaru.


- Fungsi **on\_capture\_finished\_save\_results(...)**: Dipanggil saat *worker thread* selesai. Menyimpan data mentah ke CSV menggunakan **save\_raw\_data\_to\_csv()** dan menghasilkan plot ringkasan menggunakan **generate\_and\_save\_matplotlib\_summary\_plots()**.

- Fungsi **save\_raw\_data\_to\_csv(...)**: Membuat file CSV di folder **FOLDER\_HASIL** dan menulis data timestamp, posisi bahu, serta nilai rata-rata R, G, B dari ROI.

- Fungsi **generate\_and\_save\_matplotlib\_summary\_plots(csv\_filepath)**: Membaca data dari file CSV yang baru disimpan, memproses ulang sinyal respirasi dan rPPG menggunakan fungsi dari **signal\_processing.py**, kemudian membuat plot ringkasan menggunakan **Matplotlib** dan menyimpannya sebagai file gambar.
- Fungsi **closeEvent(event)**: Menangani penutupan aplikasi dan memastikan *worker thread* dihentikan dengan benar.

## 4 Hasil

Berdasarkan hasil implementasi, program berhasil mendeteksi wajah dan bahu dengan menggunakan MediaPipe.



Gambar 1: Hasil Deteksi Program

Proyek ini berhasil mengembangkan sebuah program *real-time* untuk mendeteksi sinyal respirasi dan rPPG menggunakan Python, OpenCV, dan MediaPipe. Sinyal respirasi diekstraksi melalui analisis pergerakan bahu menggunakan MediaPipe Pose, sementara sinyal rPPG diperoleh dari perubahan warna pada area dahi (*Region of Interest*/ROI) dengan bantuan MediaPipe Face Detection, yang kemudian diproses menggunakan metode POS (*Plane-Orthogonal-to-Skin*).

Sinyal mentah yang diperoleh selanjutnya diproses dalam modul **signal\_processing.py**, yang mencakup tahapan *detrending*, penyaringan menggunakan filter Butterworth (low-pass untuk sinyal respirasi dan band-pass untuk sinyal rPPG), serta estimasi laju pernapasan (*Respiratory Rate*/RR) melalui analisis FFT, dan estimasi detak jantung (*Beats Per Minute*/BPM).

Aplikasi ini dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis (GUI) yang dibangun menggunakan PyQt6 dan PyQtGraph. GUI ini menampilkan video secara langsung, visualisasi sinyal *real-time*, serta hasil estimasi nilai RR dan BPM. Selain itu, program juga menyediakan fitur untuk menyimpan data sinyal mentah ke dalam file CSV dan menyimpan grafik hasil analisis dalam format gambar untuk keperluan dokumentasi atau analisis lanjutan.

## 5 Referensi

- [ChatGPT1](#)

- [GeminiAI1](#)
- [GeminiAI2](#)
- [ChatGPT2](#)

## References

- [1] W. Wang and A. C. den Brinker, “Algorithmic insights of camera-based respiratory motion extraction,” *Physiological Measurement*, vol. 43, no. 7, p. 075004, Jul. 2022. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1088/1361-6579/ac5b49>
- [2] R. Castellano Ontiveros, M. Elgendi, and C. Menon, “A machine learning-based approach for constructing remote photoplethysmogram signals from video cameras,” *Communications Medicine*, vol. 4, no. 1, p. 109, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s43856-024-00519-6>